

# Bima duo

Stabil, komfortabel och tryckfördelande rullstolsdyna. Avsedd för personer som är beroende av rullstol för sina förflyttningar men kan variera sitt sittande. Låg risk för trycksår.



- ✓ Komfortabel och stadig
- ✓ Tre alternativa överdrag
- ✓ Antiglid material
- ✓ Svagt formad med bendelare
- ✓ Högre densitet under låren
- ✓ Rundad bakkant
- ✓ Urtag för ryggör
- ✓ Kupad eller plan botten
- ✓ Flera storlekar
- ✓ Anpassningsmöjligheter

## Konstruktion

Bima duo är formgjuten med en teknik som ger stommen olika densitet.

Högre densitet under låren, gör dynan stabil. Mer tyngd fångas upp under låren och på så sätt avlastar/ fördelar dynan trycket under sittbensknölna och svanskotan.

Dynan är försedd med antiglidmatta på överdragets undersida för bästa fixering i rullstol.

Bima duo kan beställas med kupad eller plan botten. Kupad bottenform används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Plan bottenform används när rullstolen har en fastare och stadigare sits som inte behöver kompenseras med utjämningskiva.

## Anpassningar

Bima duo kan anpassas direkt i fabrik enligt önskemål. Enligt beskrivning/ skiss kan vi anpassa mått, sitsvinkel och benlängdsskillnad.

## Överdrag

Bima duo kan även beställas med olika överdrag,

1. Heltäckande frottéöverdrag med inkontinensskydd och antiglid på överdragets undersida (-2).
2. Heltäckande laminerat plyschöverdrag med ventilerade sidor och antiglid på överdragets undersida (-3).
3. Heltäckande inkontinenssäkert stretchöverdrag med undersida av antiglidmaterial (-4).

## Tillbehör

Inkontinens-/skyddsöverdrag utformad som en hätta med resår finns som tillbehör.

Skyddsöverdrag/ hättan kan användas på två olika sätt.

Alternativ 1: Hättan monteras över klädd dyna och skyddar på så sätt både överdrag och dynbas.

Alternativ 2: Hättan kan även monteras på dynbasen under det heltäckande överdraget. Dynbasen skyddas och vid rätt hantering kommer den att vara fräsch även för ny brukare.

## Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Bima duo			Kupad undersida -K					Plan undersida -P		
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd <sup>tot</sup>	Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd <sup>tot</sup> = Sitsdjup på mitten						Höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58		
35	14-3535-K	14-3538-K	14-3540-K	14-3543-K					6,5	100
37,5	14-3735-K	14-3738-K	14-3740-K	14-3743-K	14-3745-K	14-3747-K	14-3750-K		6,5	100
40	14-4035-K	14-4038-K	14-4040-K	14-4043-K	14-4045-K	14-4047-K	14-4050-K		6,5	125
42,5		14-4238-K	14-4240-K	14-4243-K	14-4245-K	14-4247-K	14-4250-K		6,5	125
45		14-4538-K	14-4540-K	14-4543-K	14-4545-K	14-4547-K	14-4550-K		6,5	135
47,5		14-4738-K	14-4740-K	14-4743-K	14-4745-K	14-4747-K	14-4750-K		6,5	135
50		14-5038-K	14-5040-K	14-5043-K	14-5045-K	14-5047-K	14-5050-K		6,5	135
52,5			14-5240-K	14-5243-K	14-5245-K	14-5247-K	14-5250-K		7,5	150
55			14-5540-K	14-5543-K	14-5545-K	14-5547-K	14-5550-K	14-5555-K	7,5	150
57,5			14-5740-K	14-5743-K	14-5745-K	14-5747-K	14-5750-K	14-5755-K	7,5	150
60					14-6045-K	14-6047-K	14-6050-K	14-6055-K	7,5	150
35	14-3535-P	14-3538-P	14-3540-P	14-3543-P					6,5	100
37,5	14-3735-P	14-3738-P	14-3740-P	14-3743-P	14-3745-P	14-3747-P	14-3750-P		6,5	100
40	14-4035-P	14-4038-P	14-4040-P	14-4043-P	14-4045-P	14-4047-P	14-4050-P		6,5	125
42,5		14-4238-P	14-4240-P	14-4243-P	14-4245-P	14-4247-P	14-4250-P		6,5	125
45		14-4538-P	14-4540-P	14-4543-P	14-4545-P	14-4547-P	14-4550-P		6,5	135
47,5		14-4738-P	14-4740-P	14-4743-P	14-4745-P	14-4747-P	14-4750-P		6,5	135
50		14-5038-P	14-5040-P	14-5043-P	14-5045-P	14-5047-P	14-5050-P		6,5	135
52,5			14-5240-P	14-5243-P	14-5245-P	14-5247-P	14-5250-P		7,5	150
55			14-5540-P	14-5543-P	14-5545-P	14-5547-P	14-5550-P	14-5555-P	7,5	150
57,5			14-5740-P	14-5743-P	14-5745-P	14-5747-P	14-5750-P	14-5755-P	7,5	150
60					14-6045-P	14-6047-P	14-6050-P	14-6055-P	7,5	150

### Fakta

Klassificering: Tryckfördelande ISO-kod 12 25 06

Brandnorm: Uppfyller SS EN 1021-1 och SS EN 1021-2

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745

Dynans vikt: Bima duo 45x43x6,5cm ca 1,0 kg

Material i dynbas: Formgjuten polyuretan

Material i överdrag: Svart laminerad velour, svart vätsketät frotté, svart vätsketät stretch textil, antiglid

Rekonditionering:

Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning som förbehandlats med bakteriehämmande medel.

Dynbasen klarar även att ångtvättas.

Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling

För att beställa Bima duo med överdrag av,

luftig laminerad velour, art.nr -3

vätsketät plastad frotté, art.nr -2

vätsketät plastat stretchtyg, art.nr -4

Exempel:

Bima duo 45x43x6,5cm kupad med luftigt laminerat velouröverdrag.

Art.nr Ö14-4543-K-3.

**BIMA**  
CUSHIONS FOR LIFE



Tillverkare

BIMA PLASTTEKNIK AB  
Trålvägen 5

432 74 TRÅSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950

[info@bimaplastteknik.se](mailto:info@bimaplastteknik.se)

[www.bimaplastteknik.se](http://www.bimaplastteknik.se)