

Utjämningskiva

Utjämningskivan används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta.

Den används tillsammans med dyna med plan botten utan kompensering för hängmatteeffekt.

Skivan är tillverkad i ett fast formstabil material med låg vikt.



- ✓ Låg vikt
- ✓ Två höjder
- ✓ Enkel att anpassa

Artikelnummer Utjämningskiva höjd 2,4cm

| (cm) | Sitsdjup | | | | | | | |
|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bredd | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 55 |
| 35 | 01-3535 | 01-3538 | 01-3540 | 01-3543 | | | | |
| 37,5 | 01-3735 | 01-3738 | 01-3740 | 01-3743 | 01-3745 | 01-3747 | 01-3750 | |
| 40 | 01-4035 | 01-4038 | 01-4040 | 01-4043 | 01-4045 | 01-4047 | 01-4050 | |
| 42,5 | | 01-4238 | 01-4240 | 01-4243 | 01-4245 | 01-4247 | 01-4250 | |
| 45 | | 01-4538 | 01-4540 | 01-4543 | 01-4545 | 01-4547 | 01-4550 | |
| 47,5 | | 01-4738 | 01-4740 | 01-4743 | 01-4745 | 01-4747 | 01-4750 | |
| 50 | | 01-5038 | 01-5040 | 01-5043 | 01-5045 | 01-5047 | 01-5050 | |
| 52,5 | | | 01-5240 | 01-5243 | 01-5245 | 01-5247 | 01-5250 | |
| 55 | | | 01-5540 | 01-5543 | 01-5545 | 01-5547 | 01-5550 | 01-5555 |
| 57,5 | | | 01-5740 | 01-5743 | 01-5745 | 01-5747 | 01-5750 | 01-5755 |
| 60 | | | | | 01-6045 | 01-6047 | 01-6050 | 01-6055 |

Artikelnummer Utjämningskiva höjd 1,5cm

| (cm) | Sitsdjup | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bredd | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 55 |
| 35 | 01-3535-2 | 01-3538-2 | 01-3540-2 | 01-3543-2 | | | | |
| 37,5 | 01-3735-2 | 01-3738-2 | 01-3740-2 | 01-3743-2 | 01-3745-2 | 01-3747-2 | 01-3750-2 | |
| 40 | 01-4035-2 | 01-4038-2 | 01-4040-2 | 01-4043-2 | 01-4045-2 | 01-4047-2 | 01-4050-2 | |
| 42,5 | | 01-4238-2 | 01-4240-2 | 01-4243-2 | 01-4245-2 | 01-4247-2 | 01-4250-2 | |
| 45 | | 01-4538-2 | 01-4540-2 | 01-4543-2 | 01-4545-2 | 01-4547-2 | 01-4550-2 | |
| 47,5 | | 01-4738-2 | 01-4740-2 | 01-4743-2 | 01-4745-2 | 01-4747-2 | 01-4750-2 | |
| 50 | | 01-5038-2 | 01-5040-2 | 01-5043-2 | 01-5045-2 | 01-5047-2 | 01-5050-2 | |
| 52,5 | | | 01-5240-2 | 01-5243-2 | 01-5245-2 | 01-5247-2 | 01-5250-2 | |
| 55 | | | 01-5540-2 | 01-5543-2 | 01-5545-2 | 01-5547-2 | 01-5550-2 | 01-5555-2 |
| 57,5 | | | 01-5740-2 | 01-5743-2 | 01-5745-2 | 01-5747-2 | 01-5750-2 | 01-5755-2 |
| 60 | | | | | 01-6045-2 | 01-6047-2 | 01-6050-2 | 01-6055-2 |

Kombinationer

Utjämningskivan är avsedd för användning i, på marknaden vanligen förekommande rullstolar. För att få en jämn sittyta i rullstolar med hängmattesits.

Skivan används i överdraget under sittdynan på marknaden vanligen förekommande plana sittdynor.

Rekonditionering

Utjämningskivan rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Sköljs sedan av med ljummet vatten och lufttorkas.

Fakta

ISO-kod: 12 25 06

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

Vikt: 45x45x2,4cm 0,1kg

Max brukarvikt: 150kg

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745

Material: Cellpolyeten



Tillverkare

BIMA PLASTTEKNIK AB
Trålvägen 5

432 74 Träslövsläge

Telefon: 0340 - 419 50

info@bimasweden.se

www.bimasweden.se