

Nedan finner du vägledning för att göra en specialanpassad dyna till din brukare.

Protokollet är baserat på BIMA:s originaldynor som grund.

Dynorna kan vi gemensamt anpassa efter brukarens behov.

Dokumentation utarbetas i enlighet med MDR (EU) 2017/745 avsnitt 2 i bilaga XIII Förfarande för specialanpassade produkter.

Beställare	Telefon/ e-post	Datum
Brukare	Referensnummer	Individmärkning

Bima formsits




Tryckavlastande dyna med viskoelastiskt skum i sittgrop. Stadigt skum fram. Det viskoelastiska materialet under sittbenen och under svanskotan formar sig mjukt och naturligt efter varje enskild person. Uppbyggd på en hård botten som ger stabilitet. Möjlighet till fler anpassningar. Art.nr: 95-ANP

Bima conform



Tryckavlastande dyna med viskoelastiskt skum i sittgrop. Stadigt skum fram ger stabilitet. Det viskoelastiska materialet under sittbenen och under svanskotan formar sig mjukt och naturligt efter varje enskild person. Art.nr: 54-ANP

Bima cubetech




Tryckavlastande dyna för personer som behöver extra stöd. Höga lateralstöd håller ihop låren. Stadigt skum fram. Uppbyggd på en hård botten som ger stabilitet. Möjlighet till fler anpassningar. Art.nr: 40-ANP

Bima fjäder



Tryckavlastande dyna för personer som är ömma och känsliga. Dynan är något fjädrande som skonar rygg och svanskota vid transport på ojämna underlag. Stadigt skum fram. Uppbyggd på en hård botten som ger stabilitet. Möjlighet till fler anpassningar. Art.nr: 60-ANP

Bima formsits

Mått	
☐ Standardmått	☐ Anpassat mått Art.nr: 95-ANPM
Skissa vid behov  Sittbredd (SBR): _____ (mm) Sittdjup till ryggrör (SD-1): _____ (mm) Totalt sittdjup (SD-2): _____ (mm)	
Brukarvikt	
Ange brukarvikt: _____ (kg)	Kommentar brukarvikt:
Anpassad höjd	
☐ Nej	Standard höjd: vuxen 70mm / barn 55mm
☐ Ja Art.nr: 95-ANPH	Höjd fram: _____ (mm) Höjd bak: _____ (mm)
Dynans undersida	
☐ Plan	Skissa vid behov
☐ Kupad (20/2mm)	
☐ Anpassad Art.nr: 95-ANPU	

Benlängdsskillnad

☐ Nej

☐ Ja Art.nr: 95-ANPB

Vänster (SD-V): _____ (mm)



Höger (SD-H): _____ (mm)



Tonusreducering

☐ Nej



☐ Ja Art.nr: 95-ANPT

Skiss från sidan med mått (mm):
Var tydlig med att beskriva ev. stoppkant.



☐ Förhöjning i framkant - Dynbas standard

☐ Förhöjning i framkant - Hård cellpolyeten

Lateralstöd		
☐ Nej	Skiss från sidan med mått (mm):	
☐ Ja		
		
☐ Lateralstöd fast polyeter Art.nr: 95-ANPL Bredd: 50mm - Höjd: 70mm - Längd:250mm	 	
☐ Hård cellpolyeten Art.nr: 95-ANPLH		
Bendelare/ abduktionskil		
	☐ Ingen	
	☐ Standard	
	☐ Hög Art.nr: 95-ANPA	
	☐ Hög och framflyttad/ knästöd Art.nr: 95-ANPAK	

Positionering avseende snedställning Art.nr: 95-ANPP

Skiss från sidan och ovanifrån med mått (mm):

Överdrag, textilier sittyta

☐ Standard, laminerad plysch

☐ Standard, stretchig velour

☐ Plastad frotté

☐ Plastad 4-vägs stretch

☐ Distanstextil (3D)

Överdrag, textilier undersida


☐ Antiglid

☐ Kardborretextil (loop)

☐ Kardborretextil (loop) med kardborreband (hook) 50mm

Loop = mjuk sida och hook = taggad sida

Bima conform

Mått	
☐ Standardmått	☐ Anpassat mått Art.nr: 54-ANPM
Skissa vid behov  Sittbredd (SBR): _____ (mm) Sittdjup till ryggrör (SD-1): _____ (mm) Totalt sittdjup (SD-2): _____ (mm)	
Brukarvikt	
Ange brukarvikt: _____ (kg)	Kommentar brukarvikt:
Anpassad höjd	
☐ Nej	Standard höjd: vuxen 70mm / barn 55mm
☐ Ja Art.nr: 54-ANPH	Höjd fram: _____ (mm) Höjd bak: _____ (mm)
Dynans undersida	
☐ Plan	Skissa vid behov
☐ Kupad (20/2mm)	
☐ Anpassad Art.nr: 54-ANPU	

Benlängdsskillnad

☐ Nej

☐ Ja Art.nr: 54-ANPB

Vänster (SD-V): _____ (mm)



Höger (SD-H): _____ (mm)



Tonusreducering

☐ Nej




☐ Ja Art.nr: 54-ANPT

Skiss från sidan med mått (mm):
Var tydlig med att beskriva ev. stoppkant.



☐ Förhöjning i framkant - Dynbas standard

☐ Förhöjning i framkant - Hård cellpolyeten

Lateralstöd		
☐ Nej	Skiss från sidan med mått (mm):	
☐ Ja		
		
☐ Lateralstöd fast polyeter Art.nr: 54-ANPL Bredd: 50mm - Höjd: 70mm - Längd:250mm		
Bendelare/ abduktionskil		
	☐ Ingen	
	☐ Standard	
	☐ Hög Art.nr: 54-ANPA	

Positionering avseende snedställning Art.nr: 95-ANPP

Skiss från sidan och ovanifrån med mått (mm):

Överdrag, textilier sittyta

☐ Standard, laminerad plysch

☐ Standard, stretchig velour

☐ Plastad frotté

☐ Plastad 4-vägs stretch

☐ Distanstextil (3D)

Överdrag, textilier undersida


☐ Antiglid

☐ Kardborretextil (loop)

☐ Kardborretextil (loop) med kardborreband (hook) 50mm

Loop = mjuk sida och hook = taggad sida

Bima cubetech

Mått	
☐ Standardmått	☐ Anpassat mått Art.nr: 40-ANPM
Skissa vid behov  Sittbredd (SBR): _____ (mm) Sittdjup till ryggrör (SD-1): _____ (mm) Totalt sittdjup (SD-2): _____ (mm)	
Brukarvikt	
Ange brukarvikt: _____ (kg)	Kommentar brukarvikt:
Anpassad höjd	
☐ Nej	Standard höjd: vuxen 70mm / barn 55mm
☐ Ja Art.nr: 40-ANPH	Höjd fram: _____ (mm) Höjd bak: _____ (mm)
Dynans undersida	
☐ Plan	Skissa vid behov
☐ Kupad (20/2mm)	
☐ Anpassad Art.nr: 40-ANPU	

Benlängdsskillnad

☐ Nej

☐ Ja Art.nr: 40-ANPB

Vänster (SD-V): _____ (mm)



Höger (SD-H): _____ (mm)



Tonusreducering

☐ Nej

☐ Ja Art.nr: -ANPT

Skiss från sidan med mått (mm):
Var tydlig med att beskriva ev. stoppkant.



☐ Förhöjning i framkant - Dynbas standard

☐ Förhöjning i framkant - Hård cellpolyeten

Benlängdsskillnad

☐ Nej

☐ Ja Art.nr: 40-ANPB

Vänster (SD-V): _____ (mm)



Höger (SD-H): _____ (mm)



Tonusreducering

☐ Nej



☐ Ja Art.nr: 40-ANPT

Skiss från sidan med mått (mm):
Var tydlig med att beskriva ev. stoppkant.



☐ Förhöjning i framkant - Dynbas standard

☐ Förhöjning i framkant - Hård cellpolyeten

Lateralstöd		
☐ Nej	Skiss från sidan med mått (mm):	
☐ Ja		
		
☐ Lateralstöd fast polyeter Art.nr: 40-ANPL Bredd: 50mm - Höjd: 70mm - Längd:250mm	 	
☐ Hård cellpolyeten Art.nr: 40-ANPLH		
Bendelare/ abduktionskil		
	☐ Ingen	
	☐ Standard	
	☐ Hög Art.nr: 40-ANPA	
	☐ Hög och framflyttad/ knästöd Art.nr: 40-ANPAK	

Positionering avseende snedställning Art.nr: 40-ANPP

Skiss från sidan och ovanifrån med mått (mm):

Överdrag, textilier sittyta

☐ Standard, laminerad plysch

☐ Standard, stretchig velour

☐ Plastad frotté

☐ Plastad 4-vägs stretch

☐ Distanstextil (3D)

Överdrag, textilier undersida


☐ Antiglid

☐ Kardborretextil (loop)

☐ Kardborretextil (loop) med kardborreband (hook) 50mm

Loop = mjuk sida och hook = taggad sida

Bima fjäder

Mått	
☐ Standardmått	☐ Anpassat mått Art.nr: 60-ANPM
Skissa vid behov  Sittbredd (SBR): _____ (mm) Sittdjup till ryggrör (SD-1): _____ (mm) Totalt sittdjup (SD-2): _____ (mm)	
Brukarvikt	
Ange brukarvikt: _____ (kg)	Kommentar brukarvikt:
Anpassad höjd	
☐ Nej	Standard höjd: vuxen 70mm / barn 55mm
☐ Ja Art.nr: 60-ANPH	Höjd fram: _____ (mm) Höjd bak: _____ (mm)
Dynans undersida	
☐ Plan	Skissa vid behov
☐ Kupad (20/2mm)	
☐ Anpassad Art.nr: 60-ANPU	

Benlängdsskillnad

☐ Nej

☐ Ja Art.nr: 60-ANPB

Vänster (SD-V): _____ (mm)



Höger (SD-H): _____ (mm)



Tonusreducering

☐ Nej



☐ Ja Art.nr: 60-ANPT

Skiss från sidan med mått (mm):
Var tydlig med att beskriva ev. stoppkant.



☐ Förhöjning i framkant - Dynbas standard

☐ Förhöjning i framkant - Hård cellpolyeten

Lateralstöd		
☐ Nej	Skiss från sidan med mått (mm):	
☐ Ja		
		
☐ Lateralstöd fast polyeter Art.nr: 60-ANPL Bredd: 50mm - Höjd: 70mm - Längd:250mm	 	
☐ Hård cellpolyeten Art.nr: 60-ANPLH		
Bendelare/ abduktionskil		
	☐ Ingen	
	☐ Standard	
	☐ Hög Art.nr: 60-ANPA	
	☐ Hög och framflyttad/ knästöd Art.nr: 60-ANPAK	

Positionering avseende snedställning Art.nr: 60-ANPP

Skiss från sidan och ovanifrån med mått (mm):

Överdrag, textilier sittyta

☐ Standard, laminerad plysch

☐ Standard, stretchig velour

☐ Plastad frotté

☐ Plastad 4-vägs stretch

☐ Distanstextil (3D)

Överdrag, textilier undersida

☐ Antiglid

☐ Kardborretextil (loop)

☐ Kardborretextil (loop) med kardborreband (hook) 50mm

Loop = mjuk sida och hook = taggad sida